

ADA™

Lojer Merivaara Ada potilaspöytä



Kuvan tuotteessa
lisävarusteita

Ada on kestävä ja turvallinen, muunneltava potilaspöytä. Se on suunniteltu kovaan sairaalakäyttöön. Lisävarusteiden avulla pöydän toiminnallisuutta voidaan lisätä käyttötarkoituksien mukaisesti.

Modernisti muotoillussa ADA-potilaspöydässä on portaaton ruokailutason korkeussäätö, ja kätevyttä voidaan vaihtaa ilman työkaluja. Lukittavien 75 mm kaksoispyörien ansiosta pöytä on kevyesti liikuteltava, mutta se voidaan lukita tukevasti paikoilleen. Pöydän runko on epoksoitua terästä ja sivupaneelit, pöytätaaso sekä kansi laminaattia. Pöydässä on kaksi vetolaatikkoa, joista ylemmän saa lukittua. Kansi ja sivupaneelit ovat vakiona vaalean harmaat sekä etulevyt valkoiset.

Luku- ja ruokailutason kulma on säädettävissä. Saatavilla myös ADA-yöpöytä, jossa ei ole luku- ja ruokailutasoa.

LOJER® For easy care

Tekniset tiedot ja ominaisuudet	
Leveys	475 mm; ruokailutason leveys 545 mm
Korkeus	900 mm
Syvyys	600 mm; 1130 mm ruokailutaso eteen käännettynä
Luku- ja ruokailutason korkeussäätöalue	780 - 1050 mm
Luku- ja ruokailutason koko	480 x 380 mm
Luku- ja ruokailutason enimmäiskuormitus	10 kg
Pyörät	Kaksoispyörät 75 mm, erillislukittavat
Runko	Epoksoitua terästä
Kansi ja sivupaneelit	Vaaleanharmaa melamiini
Etulevyt	Valkoiset
Laatikot	ABS-muovia
Ylätason suojakansi (lisävaruste)	ABS-muovia
CE-merkitty	Kyllä

Tehdasasenteiset optiot ja muut lisävarusteet



Kansi ja sivupaneelit

Koivunsävyinen melamiini 10000 9187
 Pyökinvärinen melamiini 10000 9188

Laatikot

Vaaleansiniset etulevyt 10000 9212



Ylätason suojakansi
muovia 10000 9262



Tohveliteline
10000 9268



Lehtikori
10000 9266



Pullo- tai jätépussiteline
10000 9288
Kutsulaiteteline
10000 0629



LOJER® For easy care

© Lojer Group 2019. Kaikki oikeudet pidätetään | Lojer Group, Putajantie 42, 38210 Sastamala | Tel. +358 10 830 6700 | myynti@lojer.com | www.lojer.com

Lojer-konsernin tarina sai alkunsa vuonna 1919, kun peltiseppä Niilo Ranni perusti Vammalan Konepajan. Aluksi konepajassa korjattiin muun muassa lastenrattaita. Nykyään yhtiö on Pohjoismaiden suurin sairaalalalusteiden valmistaja ja tuotteitamme on käytössä 115 maassa.