

# ADA™

## Ada sängbord



Produkt med tillbehör  
på bilden

Ada är ett hållbart, säkert och modifierbart sängbord, utformat för användning i krävande sjukhusmiljöer. Bordets funktioner kan utökas med tillbehör beroende på användningsbehov.

Det modernt utformade ADA-sängbordet har steglös justering av matskiva och användningssida (höger eller vänster) och kan bytas utan verktyg. De 75 mm låsbara dubbelhjulen gör att bordet är enkelt att flytta men kan låsas ordentligt på plats. Bordets stomme är av epoxibelagt stål och sidopaneler, bordsskiva och ovansida av laminat. Bordet har två utdragbara lådor varav den översta kan låsas. Ovansida och sidopaneler är ljusgrå som standard och frampanelerna vita.

Läs- och matskivans vinkel kan justeras. Det finns även ADA-nattduksbord utan läs- och matskiva. Ada sängbord är CE-märkt och överensstämmer med MD-föreskrifterna.

**LOJER®** For easy care

Tekniska data och funktioner	
Ram	Epoxy-belagt stål
Höjd	90 cm
Bredd	47,5 cm
Djup	60 cm (113 cm med middagsbord framför)
Ovanskivas storlek	46 x 58,5 cm
Läs- och matskivans storlek	38 x 48 cm (38 x 54,5 cm med hållare)
Läs- och matskivans höjdsjustering	78 - 105 cm
Läs- och matskivans högsta belastning (SWL)	10 kg
Hjul	Dubbelhjul 75 mm, låses separat
Ovanskiva och sidopaneler	Ljusgrått melamin
Frampaneler	Vita
Skydd för ovanskiva (tillbehör)	ABS-plast
Lådor	ABS-plast
CE-märkning	Ja

## Fabriksinstallerade alternativ och övriga tillbehör



### Ovanskiva och sidopaneler

Björkfärgat melamin ..... 10000 9187  
 Bokfärgat melamin ..... 10000 9188

### Lådor

Ljusblå frampaneler ..... 10000 9212



**Skydd för ovanskiva**  
plast 10000 9262



**Toffelställning**  
10000 9268



**Tidningskorg**  
10000 9266



**Flask- eller avfallspåsställning**  
10000 9288  
Ställning för anropningsapparater  
10000 0629

