



DESIGN / BUILD / INNOVATE
SUUNNITTELE / RAKENNA / INNOVOI

MINI CATALOGUE

MINI TUOTEKATALOGI



2024



TECHNICAL FEATURES TEKNISET OMINAISUUDET

PE, POLYETHYLENE WORK SURFACE POLYETEENI TYÖTASO

Withstand 100% pure alcohol (not diluted), chlorhexidine.
Protection on all 4 sides.
Prepared for elevated accessories.

Kestää 100% puhdasta alkoholia (ei laimennettua),
klooriheksidiiniä.
Suojaus kaikilla neljällä sivulla.
Paikat korotetuille lisävarusteille.



MONOBLOC STRUCTURE TUKEVA JA PITKÄIKÄINEN RAKENNE

AISI-304 stainless steel.
Union with rivets and TIG welding.
Side panels prepared for accessories (holes with caps).

AISI-304 ruostumatonta terästä.
Liitokset niiteillä ja TIG hitsauksella.
Sivupaneeleissa paikat lisävarusteille (reiät muovitulvilla).



TROLLEYS VAUNUT 480 x 480 mm SQUARE DRAWERS NELIKULMAISET LAATIKOT

Polypropylene drawers, PP, manufactured in a single piece with
slots for optional dividers.
PP same resistance as PE to chemical products.
Heights 57, 130 mm.

Polypropyleenilaatikot, PP, valmistettu yhdestä kappaleesta,
jossa valmiit paikat laatikonjakajille.
PP kestää kemiallisia tuotteita yhtä hyvin kuin PE.
Korkeudet 57, 130 mm.



TROLLEYS VAUNUT 640 x 480 mm / 900 x 630 mm ISO DRAWERS ISO LAATIKOT 600 x 400 mm

ABS ISO drawers of standard dimensions according to ISO 3394.
Heights 50, 100, 200 mm.

ABS ISO vakiomittaiset laatikot standardin ISO 3394 mukaisesti.
Korkeudet 50, 100, 200 mm.



TECHNICAL FEATURES TEKNISET OMINAISUUDET



STATIC TROLLEYS SQS, 300 SERIES

- The work surface design allows you to move the trolley without needing the push handle
- Ø 100 mm wheels
- 2 antistatic, 2 with brake at the front part



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS SQM, 100 SERIES

- Elevated push handle left side
- Bumpers for hits
- Ø 125 mm wheels
- 2 antistatic, 2 with brake at left side
- High-tech wheels



STAATTISET VAUNUT SQS, 300 SARJA

- Työtason muotoilun ansiosta voit siirtää vaunua ilman työntökahvaa
- Ø 100 mm. kaksoispyörät
- 2 antistaattista, 2 lukittavaa etuosassa




LIIKUTELTAVAT VAUNUT SQM, 100 SARJA

- Korotettu työntökahva vasemmalla
- Kulmarullat osumia varten
- Ø 125mm. kaksoispyörät
- 2 antistaattista, 2 lukittavaa vasemmalla puolella
- Korkean teknologian kaksoispyörät



Smooth axle
Viimeistelty akseli



Rotation bearing
Pyörimislaakeri
2 advance bearings
Kaksoislaakeroitu



LOW TROLLEYS, REDUCED HEIGHT
MATALAT VAUNUT, ALENNETTU KORKEUS **CE**

~~ISO~~
480 x 480 mm

GYNECOLOGY, DRESSING, INJECTIONS, OUTPATIENTS CLINICS
GYNEKOLOGIA, SIDONTA, INJEKTIOT, POLIKLINIKAT



STATIC TROLLEYS
STAATTISET VAUNUT

- DISPOSABLE CONTAINER
- ALCOHOL, CHLORHEXIDINE JARS
- RISKIJÄTEASTIA
- ALKOHOLI KLOORIHEKSIDIINI PURKIT

DIVIDERS (Optional)
 LAATIKONJAKAJAT (Valinnainen)



8 DMQ, 6 DSQ



Q002LW B
SQ061M4LW B.26LW(R1Q)

**MULTIFUNCTION MONITOIMIVAUNU
SQS SERIES SARJA CE**

~~ISO~~

480 x 480 mm

ICU, CARDIOLOGY, DRESSING, OUTPATIENTS CLINICS

TEHOHOITO, KARDIOLOGIA, SIDONTA, POLIKLINIKAT



STATIC TROLLEYS

STAATTISET VAUNUT

DIVIDERS (Optional)

LAATIKONJAKAJAT (Valinnainen)



8 DMQ, 8 DSQ

SYRINGES

NEULAT

ALCOHOL, CHLORHEXIDINE JARS

ALKOHOLI, KLOORIHEKSIDIINI PURKIT

DISPOSABLE
CONTAINER

RISKIJÄTEASTIA

FOLD
DOWN TRAY

TAITTUVA
SIVUPÖYTÄ



Q092 W.(6)CP

SQ061 W.26(RA5Q.A5.R1Q).30.33L.(6)CP

**MULTIFUNCTION MONITOIMIVAUNU
300 SERIES SARJA CE**

**ISO
640 x 480 mm**

ICU, CARDIOLOGY, DRESSING, OUTPATIENTS CLINICS

TEHOHOITO, KARDIOLOGIA, SIDONTA, POLIKLINIKAT



STATIC TROLLEYS

STAATTISET VAUNUT

- ALCOHOL,
CHLORHEXIDINE JARS
- GLOVE BOX

- ALKOHOLI,
KLOORIHEKSIDIINIPURKIT
- HANSIKASLAATIKKO

DIVIDERS (Optional)
LAATIKONJAKAJAT (Valinnainen)



H5/8, (3)H10/4, H20/4



DISPOSABLE
CONTAINER

RISKIJÄTEASTIA



Contaminated waste
on right side

Kontaminoitunut
jäte oikealla puolella

WASTE BIN

JÄTEASTIA

3151 B

365 B.26LW(R1).33R.50

**ANAESTHESIA ANESTESIA
300 SERIES SARJA CE**

**ISO
640 x 480 mm**

**EMERGENCY ROOM, OPERATING ROOM, REANIMATION AREA
PÄIVYSTYS, LEIKKAUSSALI, ELVYTYSLUO**



**STATIC TROLLEYS
STAATTISET VAUNUT**

**DIVIDERS (Optional)
LAATIKONJAKAJAT (Valinnainen)**



H5/16, (3)H10/4, H20/4

**SYRINGES
RUISKUT**



- DISPOSABLE CONTAINER
- GLOVE BOX
- RISKIJÄTEASTIA
- HANSIKASLAATIKKO

**3607 G
365 G.26(RA4.A5).32R**

ANAESTHESIA ANESTESIA
300 SERIES SARJA CE

ISO
640 x 480 mm

OPERATING ROOM

LEIKKAUSSALI



STATIC TROLLEYS
STAATTISET VAUNUT

DIVIDERS (Optional)
LAATIKONJAKAJAT (Valinnainen)



H5/16, (3)H10/4, H20/4

- **MEDICATION LABELS DISPENSER**
 - **GLOVE BOX**

- **LÄÄKE-ETIKETTIEN JAKELIJA**
 - **HANSIKASLAATIKKO**

SYRINGES

RUISKUT

DISPOSABLE
CONTAINER

RISIKIJÄTEASTIA



FOLD
DOWN TRAY

TAITTUVA
SIVUPÖYTÄ

3684 B

365 B.26(RA4.A5.R2).30.32L

**ANAESTHESIA ANESTESIA
300 SERIES SARJA CE**

**ISO
900 x 630 mm**

**EMERGENCY ROOM, OPERATING ROOM, REANIMATION AREA
PÄIVYSTYS, LEIKKAUSSALI, ELVYTYSLUUE**



**STATIC TROLLEYS
STAATTISET VAUNUT**

SYRINGES
RUISKUT



DIVIDERS (Optional)
LAATIKONJAKAJAT (Valinnainen)



(2)H5/16, (6)H10/4, (2)H20/4

- MEDICATION LABELS DISPENSER
- GLOVE BOX
- LÄÄKE-ETIKETTIEN JAKELIJA
- HANSIKASLAATIKKO

DISPOSABLE CONTAINER
RISIKIJÄTEASTIA

3956 G
N365 G.26(RA4N.A5.R2N).32NR

MRI ROOM
MAGNEETTIKUVAUS **CE**

ISO
640 x 480 mm



STATIC TROLLEYS
STAATTISET VAUNUT



3 Tesla

Certificate of MRI conformance
 MRI sertifikaatti

DIVIDERS (Optional)
 LAATIKONJAKAJAT (Valinnainen)



H5/8, (3)H10/4, H20/4

- DISPOSABLE CONTAINER
- GLOVE BOX
- RISKIJÄTEASTIA
- HANSIKASLAATIKKO



3129MRI Y
365MRI Y.32R



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
LIIKUTELTAVAT VAUNUT

DIVIDERS (Optional)
LAATIKONJAKAJAT (Valinnainen)



12 DMQ, 8 DSQ

DEFIBRILLATOR
2 ROTATION AXLES

DEFIBRILAATTORI
2 KIERTOAKSELIA

SERUM
NESTEENANTOTELINE

CPR BOARD
ELVYTYSLAUTA

DISPOSABLE
CONTAINER

RISKIJÄTEASTIA

SEAL LOCKING
SINETTILUKITUS

GAS BOTTLE
Ø 110 / 140

KAASUPULLO
Ø 110 / 140



Q260 R
SQ161 R.12.14.28.32R.34.36.40

**EMERGENCY ENSIAPU
100 SERIES SARJA CE**

**ISO
640 x 480 mm**



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
LIIKUTELTAVAT VAUNUT

DIVIDERS (Optional)
LAATIKONJAKAJAT (Valinnainen)



H5/16, (3)H10/4, H20/4

DEFIBRILLATOR
2 ROTATION AXLES

DEFIBRILAATTORI
2 KIERTOAKSELIA

SERUM
NESTEENANTOTELINE

CPR BOARD
ELVYTYSLAUTA



DISPOSABLE
CONTAINER
RISKIJÄTEASTIA

SEAL LOCKING
SINETTILUKITUS

GAS BOTTLE
Ø 110 / 140
KAASUPULLO
Ø 110 / 140



1296 R
165 R.12.14.28.32R.34.36.40

TREATMENT HOITO
SQM SERIES SARJA **CE**

~~ISO~~
480 x 480 mm

HOSPITALIZATION UNITS

SAIRAALAN HOITOYKSIKÖT



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

LIIKUTELTAVAT VAUNUT

SIMPLE WHEELS Ø 125 mm (Optional)
 Yksiosaiset pyörät Ø 125mm (Valinnainen)

- For extensive mobility trolleys, SQM and 100 series
- Liikuteltavia vaunuja varten: SQM- ja 100 -sarjat.



WS12

DIVIDERS (Optional)
 LAATIKONJAKAJAT (Valinnainen)



8 DMQ, 8 DSQ

- DISPOSABLE CONTAINER
- ALCOHOL, CHLORHEXIDINE JARS
- RISKIJÄTEASTIA
- ALKOHOLI KLOORIHEKSIDIINIPURKIT

3 GLOVE BOX

3 HANSIKASLAATIKKOA



WASTE BIN
 JÄTEASTIA

Q106 W.WS12
SQ161 W.WS12.32R.46.50

TREATMENT HOITO
100 SERIES SARJA CE

ISO
640 x 480 mm

HOSPITALIZATION UNITS

SAIRAALAN HOITOYKSIKÖT



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

LIIKUTELTAVAT VAUNUT

DIVIDERS (Optional)
 LAATIKONJAKAJAT (Valinnainen)



H5/8, (3)H10/4, H20/4

- DISPOSABLE CONTAINER
 - ALCOHOL,
 CHLORHEXIDINE JARS

- RISKIJÄTEASTIA
 - ALKOHOLI
 KLOORIHEKSIDIINIPURKIT

3 GLOVE BOX
 3 HANSIKASLAATIKKOA



WASTE BIN
 JÄTEASTIA

1606 B
 165 B.32R.46.50

UNIT DOSE MEDICATION LÄÄKEANNOSTELU
100 SERIES SARJA C€

ISO

INTERCHANGEABLE CASSETTE, 5 PATIENTS VAIHDETTAVA KASSETTI, 5 POTILAALLE

Compatible with pharmacy ISO furniture
 Polypropylene, epoxy painted aluminium, grey colour
 Locked cassette, upper part of the card hidden, lower part visible
 Total weight of cassette 4,6 kg.

Yhteensopiva pharmacy ISO kalusteiden kanssa
 Polypropeeni, epoksimaalattu alumiini, harmaa väri
 Kasetin lukitus, joka peittää kortin yläosan
 Kokonaispaino 4,6 kg.




C5

MEDICATION CONTAINER LÄÄKELOKERO

Capacity: 3 litres
 ISO norm 7810 identification card, international standard
 Appropriate for intravenous therapy medication, re-packaged medication in unit doses, pills, prefilled syringes, syrups, etc.

Tilavuus 3 litraa
 ISO norm 7810 tunniste, kansainvälinen standardi
 Soveltuu laskimonsisäiseen hoitoon tarkoitetuille lääkkeille, uudelleen pakatuille yksittäisannostelluille lääkkeille, tableteille, esitäytetyille ruiskuille, jne.



UNIT DOSE MEDICATION LÄÄKEANNOSTELU
100 SERIES SARJA CE

ISO
640 x 480 mm

COMPUTER MEDICAL TROLLEY
TIETOKONEVAUNU



COMPUTER
 TIETOKONE

SERUM PREPARATION
 LÄÄKEPUSSIKOUKKU

VESA SUPPORT
 3 POSITIONS,
 ADJUSTABLE
 TUKI, 3 ASENTOA,
 SÄÄDETTÄVÄ

KEYBOARD DRAWER
 NÄPPÄIMISTÖ
 LAATIKKO

COMMON MATERIAL
 PATIENTS DRAWER
 YHTEINEN
 MATERIAALI
 POTILAIEN LAATIKKO

3 GLOVE BOX
 3 HANSIKASLAATIKKOA

SERUM,
 PARACETAMOL DRAWER
 NESTEPUSSI
 LÄÄKELAATIKKO

DISPOSABLE CONTAINER
 RISKIJÄTEASTIA

KEY LOCKING
 AVAINLUKITUS

REMOVABLE CASSETTE
 IRROITETTAVA
 LAATIKOSTO

WASTE BIN
 JÄTEASTIA

1828 B.58
 110M6TX B.26M(R75M).32R.46.50.58

TRANSPORT TROLLEYS KULJETUSVAUNUT
600 SERIES SARJA

ISO
640 x 480 mm



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

LIIKUTELTAVAT VAUNUT






ADJUSTABLE SHELF (Optional)
Säädettävä hylly (Valinnainen)



60 - 600 x 440 mm

2 DUAL LOCK WHEELS
2 LUKITTAVAA KAKSOISPYÖRÄÄ
Ø 125 mm



-  Fixed wheel
Suuntapyörä
-  Swivel wheel
Kääntyvä pyörä
-  Locked wheel
Lukittava pyörä

606 DN.(6)72.(2)73

TRANSPORT TROLLEYS KULJETUSVAUNUT
600 SERIES SARJA

ISO
900 x 630 mm



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
LIIKUTELTAVAT VAUNUT





ADJUSTABLE SHELF (Optional)
Säädettävä hylly (Valinnainen)



62 - 400 x 610 mm

2 DUAL LOCK WHEELS
2 LUKITTAVAA KAKSOISPYÖRÄÄ
Ø 125 mm



-  Fixed wheel
Suuntapyörä
-  Swivel wheel
Kääntyvä pyörä
-  Locked wheel
Lukittava pyörä

620 DN.(12)72.(4)73

30 YEAR SERVICE LIFE
VUODEN KÄYTTÖIKÄ

Since
Vuodesta
1991
lähtien

CE

All articles with EC mark are considered as medical device class I and follow regulation (EU) 2017/745

Kaikkia CE-merkinnällä varustettuja nimikkeitä pidetään luokan I lääkinällisinä laitteina, ja ne noudattavat (EU) 2017/745 -määräyksiä

Guarantee period: 5 years

Takuuaika 5-vuotta



Designed and manufactured in Spain

Suunniteltu ja valmistettu Espanjassa

 **INSAUSTI®**

INSAUSTI MATERIAL CLÍNICO S.L.U.

Pol. Ind. Comarca 2 C/A nave 3
31191 Barbatáin (España - Spain)
Tel.: (+34) 948 149 588
e-mail: insausti@insausti.eu
www.insausti.eu

JÄLLEENMYYJÄ SUOMESSA:

LOJER®  For Easy Care

SAIRAALAKALUSTEET

Toimipisteet: Vantaa, Kempele,
Hollola, Sastamala

puh. 010 830 6700
myynti@lojer.com
www.lojer.com



2024