



MEDIFLEX SAFE

HYGIENIAPATJA / HYGIENMADRASS / HYGIENEMATRESS

Finlayson Pro

PALOTURVALLISUUS

SL 1, Ipisee liekki- ja savuketestin.
IMO FTPC Part 9.

OMINAISUUS

Erikoisprofiloitu hygieniapatja sairaan-
tai kotihoidon lyhytaikaispotilaille.
Patja soveltuu matalan ja keskiriskin
potilaille. Tuote toimii säädettävissä
sängyissä profiloitun sisuksen avulla
ja on käytettävissä molemmin puolin.
Painosuosituksemme: alle 150 kg
henkilöille.

Tuotteelle on myönnetty Allergia- ja
Astmaliiton **Allergiatunnus**, joka takaa
ettei tuote sisällä terveydelle haitallisia
aineita. Tuote täyttää terveydenhuollon
laitteita ja tarvikkeita koskevan lain
vaatimukset ja siitä takuuna on **CE-
merkki**.

RAKENNE

Patjan sisusmateriaalina on kestv,
joustava ja paloturvallinen vahtomuovi.

Pällismateriaali on kahteen suuntaan
joustavaa antibakteerista **Sanitized** -
käsiteltyä hygieniakangasta, joka on
pyyhittävä, nesteitä läpäisemätöntä ja
hengittävä. Väri on harmaa. Patjassa
on irrotettava ja pestvä pllinen.
Irrrottavan pllisen vetoketju on
suojattu tippapll.

KOKO

75 x 200 x 13 cm
80 x 200 x 13 cm
90 x 200 x 13 cm

P LLISEN HOITO-OHJE

Tuotteen huolto-ohjeen löydät
www.finlayson.fi sivuilta tai pyytämällä
sitä myyjältäsi.

BRANDS KERHET

SL 1, godkänt tändsticks- och
cigarettprov
IMO FTPC Part 9.

EGENSKAPER

Specialprofilerad hygienmadrass
för kortvårdspatienter inom
sjuk- eller hemvården. Madrassen
passar lågriskpatienter och
mellanriskpatienter. Produkten är
anpassad för justerbara sängar tack
vare den profilerade stoppningen och
kan vändas. Viktrekommendation: för
personer under 150 kg.

Produkten har **Allergi m rke** av
Allergi- och Astmaförbundet, vilket
garanterar att produkten inte innehåller
hälsofarliga ämnen. Produkten uppfyller
kraven i lagen om produkter och
utrustning för hälso- och sjukvård och
är därför **CE-m rkt**.

STRUKTUR

Madrassens stoppning är av hållbar,
flexibel och brandsäker skumplast.

Överdraget är elastiskt på längden och
bredden. Det **Sanitized** -behandlade
antibakteriella hygientyget ångandas
och är torkbart och vätsketätt. Färgen
är grå. Överdrag är avtagbart och kan
tvättas. Överdragets blixtlås är skyddat
med en droppkant.

STORLEK

75 x 200 x 13 cm
80 x 200 x 13 cm
90 x 200 x 13 cm

SK TSELR D F R VERDRAGET

Skötselråd för produkten får du på
www.finlayson.fi eller av återförsäljaren.

FIRE SAFETY

SL 1, passes the flame and cigarette
test
IMO FTPC Part 9.

FEATURES

Special profiled hygiene mattress for
short term hospital and stay-at-home
patients. The mattress is suited for low
and medium risk patients. The product
is suitable for adjustable beds thanks
to its profiled filling and can be used
on both sides. Maximum recommended
weight 150 kg

This product has been awarded the
Finnish Asthma and Allergy Federation
Allergy label, which guarantees that
it contains no substances harmful to
health. The product meets the legal
requirements for health care products
and equipment, as confirmed by the **CE
mark**.

CONSTRUCTION

The mattress is made of durable,
flexible and fire-retardant foam fill.

The wipeable, liquid-proof and
breathable cover is made of two-
dimensional elastic hygiene fabric,
treated with **Sanitized**. Available in
grey. Detachable, washable cover.. Zip
on detachable cover protected with
flap.

SIZE

75 x 200 x 13 cm
80 x 200 x 13 cm
90 x 200 x 13 cm

CARE INSTRUCTIONS FOR COVER

Care instructions are available from our
web page at www.finlayson.fi or from
your salesperson.

