

# manuthera<sup>®</sup> 242

Loved by professionals – Master of Spine Techniques



## Tärkeimmät ominaisuudet:


1. Dynaaminen hoitotaso monipuoliseen kaula-, rinta- ja lannerangan alueiden hoitoon
2. Sähköinen korkeus- ja kallistussäätö parantaa käyttöergonomiaa ja potilaiden helppoa pääsyä hoitotasolle
3. Entistä parempaa mukavuutta ja turvallisuutta asiakkaille
4. Tyylikästä ja moderniä muotoilua upeassa värissä

Manuthera 242 ei ole mikä tahansa pöytä – se on ainutlaatuisen ja monipuolisen kumppanin vaativimmillekin manuaaliseen terapiaan ja asiakkaiden hoitoon omistautuneille ammattilaisille.

## Tekniset tiedot ja ominaisuudet

## Manuthera 242 mitat

Rintakehän alueen osat	2
Korkeudensäätöalue	51–106 cm
Paino	170 kg
Tilt ylös / alas	Sähköinen 52°/32°
Tilt ylös / alas toiminnallisuus	Sähköinen
Alavartalon rotaatio	Kyllä
Alavartalo-osan liike (3D)	+21,5°/max -40° (pysty), 0..18° (vaaka)
Ylemmän rintakehäosan liike (3D)	+15°/-13° (pysty), 0..18° (vaaka)
Ylä- ja alavartalon kokonaislukitustoiminto	Kyllä
Pyörät	Kyllä
Turvallinen työkuorma (SWL)	150 kg
Nostomootorit (vain työntö)	2 (Moottorin työntövoima nostoon, painovoima-avusteinen lasku)
Pudotustoiminnot	Vetopudotus
Automaattinen puristumisenestotoiminto	Kyllä
Turvareuna	Kyllä
Säädettävät jalat ja tassut	Kyllä
Toimintojen turvalukitus	Automaattinen (2 h) tai manuaalinen
Makuutaso	Antimikrobinen verhoilu
U-muotoiltu kasvo-osa ja kasvoaukon tulppa	Kyllä
Manipulaatiokahva	Kyllä
Vartalohihna	Kyllä
Alkuperämaa	Suomi
CE-merkitty	Kyllä Tämä laite on CE-merkitty lääkinällinen laite MDR 2017/745 class 1)
Valmistaja	Lojer Oy



FENNIAPRIZE 17  
HONOURABLE MENTION

