

Lojer Delta hoitopöydät

Helppokäyttöiset ja kestävät klassikkosuosikit



LOJER®

For Easy
Care





LDP5



LDP4

LDP3

LDP2

Lojer Delta Professional

Delta Professional hoitopöytien nykyaikaisen suunnittelun ansiosta, tuote on kehitetty tarjoamaan käyttäjilleen toimivuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta. Monivuotinen kehitystyömme pöytien suunnittelussa takaa pöytien vakauden ja tukevuden kaikissa työskentelykorkeuksissa ja asennoissa.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Sähköinen korkeudensäätö kaikilta puolilta
- Kaksoissaranoitu pääosa kaasujousisäädöllä
- Helpposäätöiset korkeus- ja sivusuunnassa säädettävät etukäsituet
- Manuaalisesti tai sähköisesti säädettävä tyhjennysasento sekä jalakaosansäätö 68° kulmaan
- Vakioleveys 55 cm, saatavilla myös 50 ja 60 cm
- Maksimikuormitus (SWL) 210 kg



Hoitopöytiin saatavissa monipuolisesti lisävarusteita sekä useita eri vaihtoehtoja Future- ja Nature-verhoiluvaihtoimastamme (linkki QR-koodissa).



LDS5



LDS4

Lojer Delta Standard

Delta Standard hoitopöydät ovat ammattilaisen peruspöytiä, ja ne ovat edullisempia kuin Professional-sarjan pöydät. Standard-sarjan pöytien toiminnot täyttävät kuitenkin vaativankin käyttäjän perustoiveet.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Sähköinen korkeudensäätö kaikilta puolilta
- Pääosassa portaaton säätö kaasujousen avulla
- Helpposäätöiset korkeus- ja sivusuunnassa säädettävät etukäsituet.
- Manuaalisesti säädettävä tyhjennysasento sekä jalkaosansäätö 68° kulmaan.
- Maksimikuormitus 210 kg
- Saatavilla myös hydraulisia malleja



Hoitopöytiin saatavissa monipuolisesti lisävarusteita sekä useita eri vaihtoehtoja Future- ja Nature-verhoiluvalikoimastamme (linkki QR-koodissa).

Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Delta Professional	LDP2	LDP3	LDP4	LDP5
Leveys	50, 55, 60 cm	50, 55, 60 cm	50, 55, 60 cm	50, 55, 60 cm
Kokonaispituus	205 cm	205 cm	205 cm	205 cm
Paino	98 kg	98 kg	98 kg	98 kg
Korkeuden säätöalue	54–99 cm (laajennettu korkeuden säätöalue 45–99 cm)	56–102 cm (laajennettu korkeuden säätöalue 48–102 cm)	54–99 cm (laajennettu korkeuden säätöalue 45–99 cm)	56–102 cm (laajennettu korkeuden säätöalue 48–102 cm)
Jalkaosan säätö	–	0-68°	–	0-68°
Muut ominaisuudet	Jalkakytin/runkokytkin /käsikytin O- tai U-mallinen pääosa	Manuaalinen/sähköinen tyhjennysasento Manuaalinen jalkaosan säätö Jalkakytin/runkokytkin /käsikytin O- tai U-mallinen pääosa	Jalkakytin/runkokytkin /käsikytin O- tai U-mallinen pääosa Käsituet	Manuaalinen/sähköinen tyhjennysasento Manuaalinen jalkaosan säätö Jalkakytin/runkokytkin /käsikytin O- tai U-mallinen pääosa Käsituet
Sähköjärjestelmä	220–240V	220–240V	220–240V	220–240V
Delta Standard	LDS4	LDS4H	LDS5	LDS5H
Leveys	50, 55, 60 cm	50, 55, 60 cm	50, 55, 60 cm	50, 55, 60 cm
Kokonaispituus	205 cm	205 cm	205 cm	205 cm
Paino	75 kg	59 kg	75 kg	59 kg
Korkeuden säätöalue	54–85 cm	54–85 cm	57–88 cm	57–88 cm
Jalkaosan säätö	–	–	0-68°	0-68°
Muut ominaisuudet	Jalkakytin/runkokytkin /käsikytin	Hydraulinen korkeuden säätö jalkapolkimella O- tai U-mallinen pääosa Käsituet	Manuaalinen tyhjennysasento Manuaalinen jalkaosan säätö Jalkakytin/runkokytkin/käsikytin O- tai U-mallinen pääosa Käsituet	Hydraulinen korkeuden säätö jalkapolkimella Manuaalinen tyhjennysasento Manuaalinen jalkaosan säätö O- tai U-mallinen pääosa Käsituet
Sähköjärjestelmä	220–240V	–	220–240V	–
Professional and Standard, kaikkien mallien tiedot				
Verhoilu	Useita väri- ja materiaalivaihtoehtoja, katso lisätietoja verhoilukortista			
CE-merkintä	Kyllä (Laitte on CE-merkitty lääkitieteellinen laite MDR 2017/745 luokan 1 mukaisesti).			
Maksimikuormitus (SWL)	210 kg			
Takuu	1/ 2/ 10 vuotta			
Alkuperämaa	Suomi			
Valmistaja	Lojer Oy			

Lisävarusteet



Keskuslukittavat pyörät



Sivulevikkeet



Hands free -korkeuden säätökehikko



Paperirullateline



Sähköinen tyhjennysasento



Kaksoissaranoitu pääosa

